

B.Well 
rehab

АКТИВНОСТЬ

И СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ



PRO

MED

ORTHO

CARE

Ортопедические товары 2024-2025



позвоночник

рука

колени

лодыжка

трикотаж

беременность

операции

стопа

опоры



Генеральный директор
B.Well Swiss AG
Бернадетт Мэдер-Холенштайн

Согласно современной статистике, болезни суставов у лиц старше 40 лет обнаруживаются в 50% случаев, а после 70 лет – у 90% населения. Заболеваниям вен подвержены свыше 30 миллионов человек. И с каждым годом эти цифры только растут, а сами заболевания «молодеют».

Специалисты B.Well Swiss считают, что, соблюдая простые правила, можно продлить и сохранить здоровье суставов, вен и позвоночника и избежать перехода в серьезное хроническое заболевание.

B. Maeder-Holenstein



Мы представляем 4 категории товаров – для профилактики, лечения и реабилитации опорно-двигательной системы, которые легко подобрать для себя и Ваших близких:

- Бандажи
- Компрессионный трикотаж
- Стельки и корректоры стопы
- Средства опоры

Ортопедическая продукция серии PRO создана для предотвращения заболеваний и сохранения здоровья Ваших близких.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ

Серия MED воплощает товары, олицетворяющие современные методы лечения. Они помогут сохранить здоровье и активный образ жизни.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Серия ORTHO объединяет решения для терапии хронических проблем опорно-двигательной системы.

ПОМОЩЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ

Изделия серии CARE помогут избежать осложнений. Созданы для заботы и ухода в ситуациях, когда организму нужна помощь.

НЕОБХОДИМАЯ ЗАБОТА В ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

PRO


MED

ORTHO

CARE

С заботой о каждом





Назначение:

- ▶ Уменьшают боль в спине
- ▶ Стабилизируют и формируют правильное положение позвоночника
- ▶ Замедляют развитие заболеваний: остеохондроза, межпозвоночных грыж, радикулитопатий

Серия MED

Коррекция осанки

расправляет плечи,
выравнивает спину

Серия ORTHO

Облегчение боли в спине

разгружает позвоночник



Знаете ли Вы:

Осанка – это привычное положение тела непринужденно стоящего человека.

Хорошая осанка, как правило, сопутствует хорошему здоровью, плохая осанка обычно свидетельствует о слабом здоровье.

НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

Системные проблемы

- нарушение деятельности внутренних органов, сердца, легких, пищеварительного тракта

Локальные нарушения

- боль в спине
- головные боли
- слабость и нарушение тонуса мышц

Эстетические проблемы

- сутулость, круглая спина
- разная высота плеч
- выпирающий живот



W-131


Показания:

- ▶ Боли при остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника
- ▶ Нарушения осанки, сутулость, «вялая» спина
- ▶ Искривления позвоночника в грудном отделе: кифоз, кифосколиоз, сколиоз
- ▶ Остеохондропатии позвоночника с болевым синдромом
- ▶ Реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника
- ▶ Профилактика травм при остеопорозе с локализацией в области грудного отдела позвоночника

Серия MED

Коррекция осанки

расправляет плечи,
выравнивает спину

W-131**Корректор осанки
для взрослых****Преимущества:**


воздухопроницаемый материал



анатомическая посадка

мягкие ремни
расправляют
плечи, выпрямляют
спинугибкие ребра
жесткости
предупреждают
скручивание**Таблица
подбора
размеров:**

Размер корректора	Размер (мужской)	Размер (женский)	Окружность грудной клетки
S	44-46	42-44	79-87 см
M	46-48	46-48	87-93 см
L	48-50	48-50	93-102 см
XL	50-52	50-52	102-111 см

**Режим
ношения:**Профилактический.
Начинать с 1-1,5 часов в день.**Цвет:**Бежевый **Как надевать:**Корректор наденьте по принципу рюкзака.
Зафиксируйте положение наплечных ремней.



W-141

Показания:


- ▶ Уменьшает боль в поясничном отделе при миозитах, люмбагиях, нарушениях тонуса мышц
- ▶ Рекомендуются для профилактики травм и обострений заболеваний при нагрузках
- ▶ Стабилизирует позвоночник при функциональных нарушениях осанки, смещении позвонков I степени
- ▶ Используется при опущении органов брюшной полости
- ▶ Разгружает позвоночник после травм и операций
- ▶ Замедляет прогрессирование заболеваний

Серия MED

Облегчение
боли в спине
поддерживает
поясничный отдел

W-141**Корсет ортопедический
на поясничный отдел****Преимущества:**тонкий
воздухопроницаемый
материал – сеткаремень
ограничивает
резкие движениягибкие ребра жесткости
снимают напряжение мышц,
уменьшают боли в спине**Таблица
подбора
размеров:**

Размер корсета	Размер одежды	Окружность талии
S	42-44	65-75 см
M	46-48	75-83 см
L	48-50	83-93 см
XL	50-52	93-103 см
XXL	52-54	103-113 см

**Режим
ношения:**По рекомендации врача. Профилактический
при возникновении болей в поясничном отделе
позвоночника.**Цвет:**Бежевый **Как надевать:**Пояс корсета застегните при помощи застежек
«Велкро». Отрегулируйте компрессию на
поясницу с помощью ремней.

НОВИНКА



W-142

Показания:


- ▶ Профилактика травм и обострений заболеваний при нагрузках
- ▶ Профилактика опущения органов брюшной полости, удержание их в физиологическом положении
- ▶ Восстановительный период после травм и операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- ▶ Поддержка при диагностированном смещении позвоночных дисков и нестабильности позвоночника

Серия MED
Облегчение боли в спине
поддерживает пояснично-крестцовый отдел


W-142

Корсет ортопедический на пояснично-крестцовый отдел

Преимущества:

поддержка
спиныремень
ограничивает
резкие движениягибкие ребра жесткости
снимают напряжение мышц,
уменьшают боли в спинеТаблица
подбора
размеров:

Размер корсета	Размер одежды	Окружность талии
S	42-44	65-75 см
M	46-48	75-83 см
L	48-50	83-93 см
XL	50-52	93-103 см
XXL	52-54	103-113 см

Режим
ношения:

По рекомендации врача. Профилактический при возникновении болей в поясничном отделе позвоночника.

Цвет:

Черный

Как надевать:

Пояс корсета застегните при помощи застежек «Велкро». Отрегулируйте компрессию на пояснице с помощью ремней.



W-152


Показания:

- ▶ Уменьшает острый и хронический болевой синдромы при:
 - радикулите, люмбоишалгии
 - корешковом синдроме
 - остеохондрозе
 - межпозвонковых грыжах
 - при смещениях позвонков
 - спондилоартрозе, спондилите, сакролите и других воспалительно-дегенеративных заболеваниях позвоночника
- ▶ Рекомендуется после операций дискэктомии
- ▶ Для профилактики травм и обострений заболеваний при нагрузках



Серия ORTHO

**Облегчение
боли в спине**
разгружает позвоночник

W-152Корсет ортопедический на
пояснично-крестцовый отдел

Преимущества:

поддерживает
и разгружает
позвоночникремни регулируют
степень воздействия4-6
анатомических
ребра
жесткостиспециальный
крой для
комфортного
ношениятонкий
воздухопроницаемый
материалТаблица
подбора
размеров:

Размер корсета	Размер (мужской)	Размер (женский)	Окружность талии	Окружность бедер
S	46-48	42-44	62-72 см	82-90 см
M	48-50	46-48	72-82 см	91-99 см
L	50-52	48-50	82-92 см	100-108 см
XL	52-54	50-52	92-102 см	109-117 см
XXL	54-56	52-54	102-112 см	118-126 см

Режим
ношения:В течение дня, если иное не предписано
врачом.

Цвет:

Бежевый

Как надевать:

Проверьте расположение ребер жесткости.
Пояс корсета застегните при помощи застёжек
«Велкро». Отрегулируйте степень воздействия
с помощью фиксирующих ремней.



Назначение:

- ▶ Поддержка и разгрузка руки при нагрузках
- ▶ Фиксация суставов в правильном положении
- ▶ При острых и хронических воспалительных заболеваниях
- ▶ При неврологических патологиях

Серия PRO

Помощь суставам
улучшает
стабильность

Серия MED

Облегчение
боли в суставах
уменьшает боль при
движении



Бинтование



- ▶ Правильное наложение эластичных бинтов требует определенных навыков бинтования
- ▶ Бинт придется перевязывать как минимум три раза в день
- ▶ Самостоятельно рассчитать нужное воздействие бинта сложно, а неправильное бинтование может нанести вред
- ▶ Повязка из бинтов в несколько слоев выглядит громоздкой и неудобной
- ▶ Сложно зафиксировать бинт так, чтобы он не разматывался и не спадал

Бандаж B.Well rehab



- ▶ Применение бандажей не требует специальных навыков
- ▶ Бандаж можно надеть самостоятельно, в течение носки он не смещается и хорошо облегает сустав
- ▶ Необходимая компрессия создается благодаря специальным технологиям
- ▶ Тонкие воздухопроницаемые материалы делают бандажи незаметными под одеждой
- ▶ Бандажи вяжутся вкруговую или фиксируются на суставах с помощью застежек-липучек «Велкро»

НОВИНКА



W-245

Показания:


- ▶ Болевой синдром при травмах, ушибах, растяжениях связок
- ▶ При заболеваниях лучезапястного сустава: артритах, артрозах, артралгиях, тендинитах, тендовагинитах
- ▶ Профилактика травм и заболеваний лучезапястного сустава
- ▶ Профилактика осложнений после перенесенных травм
- ▶ Реабилитация после операций и жесткой иммобилизации

Серия MED Облегчение боли в суставах
уменьшает боль при движении



W-245

Бандаж на лучезапястный сустав регулируемый



Преимущества:



ограничение резких движений



тонкий воздухопроницаемый материал



усиливающий элемент для лучшей фиксации



регулируемая компрессия

Размер:

Универсальный.

Режим ношения:

Профилактический, если иное не предписано врачом.

Цвет:

Бежевый

Как надевать:

Большой палец проденьте в петлю. Бандаж обмотайте вокруг кисти руки и зафиксируйте с помощью застежек-липучек «Велкро».

БАНДАЖ КОСЫНОЧНЫЙ НА РУКУ




W-211

Показания:

- ▶ Поддержка руки при ушибах, после подвывихов, вывихов и переломов
- ▶ Фиксация руки в физиологическом положении
- ▶ Разгрузка суставов руки при повреждениях связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава
- ▶ При острых и хронических воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности: артритах, артрозах плечевого сустава, плече-лопаточных периартритах
- ▶ При неврологических патологиях: парезах и параличах верхней конечности

Серия MED

Облегчение боли в суставах
уменьшает боль при движении

W-211**Бандаж на руку
косыночный****Преимущества:**мягкая накладка
от давления
на плечовоздухо-
проницаемый
материалремни удерживают
руку, фиксируют
к телупетля для пальца
разгружает
кисть**Таблица
подбора
размеров:**

Размер бандажа	Рост	Длина руки от локтя до основания пальцев
S	158-164 см	30-33 см
M	164-170 см	33-36 см
L	170-176 см	36-39 см
XL	176-182 см	39-42 см

**Режим
ношения:**

В течение дня, если иное не предписано врачом.

Цвет:Темно-серый **Как надевать:**

Наплечный ремень накиньте на плечо. Руку поместите в муфту. Большой палец разместите в петле внутри муфты. Положение руки зафиксируйте с помощью застежек.



Назначение:

- ▶ Профилактика травм
- ▶ Уменьшение боли
- ▶ Профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ После перенесенных операций

Серия PRO

Помощь суставам
профилактика травм
и заболеваний

Серия ORTHO

Облегчение
боли в колене
поддерживает сустав



ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

Есть ли у Вас
артроз
коленного
сустава:



Результат:

Если Вы ответили «Да» на 5 и более вопросов, то Вы находитесь в группе риска. Вам необходимо заниматься профилактикой артроза коленного сустава.

- ▶ Вам больше 40 лет?
- ▶ Приходится ли Вам более 4-х часов в день проводить «на ногах»?
- ▶ Превышает ли Ваш вес норму?
- ▶ Часто ли Вы болеете вирусными инфекциями (более 3-х раз за год)?
- ▶ Вы курите?
- ▶ Употребляете ли Вы жирную пищу?
- ▶ Испытываете ли Вы после прогулки пешком (более 40 мин.) боль в коленном суставе?
- ▶ Требуется ли Вам утром время, чтобы размяться и расходиться?
- ▶ Хрустят ли (скрипят, щелкают) Ваши колени?
- ▶ Чувствительны ли Вы к смене погоды?
- ▶ Имелись ли болезни суставов у Ваших близких родственников?
- ▶ Были ли у Вас травмы колена?




W-331

Показания:

- ▶ Профилактика травм при нагрузках
- ▶ Уменьшение боли, отека при растяжениях связок, ушибах
- ▶ Профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ После перенесенных операций

Серия PRO

Помощь суставам
профилактика травм
и заболеваний

W-331**Бандаж
на коленный сустав****Преимущества:**3D-вязка для
стабильности
суставаспециальная вязка
для лучшей посадки
и комфортаБиоКристаллы
керамики для
температурного баланса**Таблица
подбора
размеров:**

Размер бандажа	Размер одежды (мужской)	Размер одежды (женский)	Окружность под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	Более 54	52-54	40-44 см

**Режим
ношения:**

Профилактический.

Цвет:Бежевый **Как надевать:**

Бандаж наденьте так, чтобы специальные вязанные вставки располагались в области коленного сустава.




W-332

Показания:

- ▶ Профилактика травм при нагрузках
- ▶ Уменьшение боли, отека при травмах, растяжениях связок, ушибах
- ▶ Профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ После перенесенных операций
- ▶ Боковая нестабильность коленного сустава

Серия PRO
Помощь суставам
профилактика травм
и заболеваний

W-332**Бандаж на коленный сустав, усиленный****Преимущества:**

40% БиоКристаллы керамики для температурного баланса



3D-вязка для стабильности сустава



гибкие ребра для снижения ударных нагрузок



специальная вязка для лучшей посадки и комфорта

Таблица подбора размеров:

Размер бандажа	Размер одежды (мужской)	Размер одежды (женский)	Окружность под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	Более 54	52-54	40-44 см

Режим ношения:

Профилактический.

Цвет:Бежевый **Как надевать:**

Бандаж наденьте так, чтобы ребра жесткости располагались по бокам коленного сустава.

НОВИНКА



W-333

Показания:

- ▶ Профилактика травм при нагрузках
- ▶ Уменьшение боли, отека при травмах, растяжениях связок, ушибах
- ▶ Профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ После перенесенных операций
- ▶ Боковая нестабильность коленного сустава

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ!

Серия PRO

Помощь суставам
профилактика травм
и заболеваний

W-333**Бандаж на коленный сустав, усиленный****Преимущества:**вязка из
6 типов нитейзащита
надколенникаребра
жесткости**Таблица
подбора
размеров:**

Размер бандажа	Размер одежды (мужской)	Размер одежды (женский)	Окружность под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	Более 54	52-54	40-44 см

**Режим
ношения:**

Профилактический.

Цвет:Серый **Как надевать:**

Бандаж наденьте так, чтобы ребра жесткости располагались по бокам коленного сустава.



W-3320

Показания:


- ▶ При боли в суставе на фоне недостаточности связок
- ▶ При консервативном лечении артрозов коленного сустава
- ▶ При нефиксированных деформациях коленного сустава
- ▶ При нестабильности коленного сустава после травм
- ▶ Реабилитация после операций на коленном суставе
- ▶ Неустойчивость и боковая нестабильность коленного сустава

Серия **ОРТНО**

Облегчение
боли в колене
поддерживает сустав

W-3320

Бандаж на коленный сустав с шарнирами, разъемный



Преимущества:



камерная структура для лучшего восстановления



3D-сетка в подколенной области



шарнир для боковой стабильности



дополнительная фиксация

Таблица подбора размеров:

Размер бандажа	Размер одежды (мужской)	Размер одежды (женский)	Обхват колена
S	46-48	44-46	33-35 см
M	48-50	46-48	35-37 см
L	50-52	48-50	37-39 см
XL	52-54	50-52	39-41 см
XXL	54-56	52-54	41-44 см

Режим ношения:

По рекомендации врача. Профилактически: 4-6 часов в сутки. На ночь бандаж следует снимать.

Цвет:

Серый

Как надевать:

Проверьте расположение ребер жесткости. Ногу уложите на раскрытый бандаж. Сначала застегните муфту на голени, затем на бедре. Зафиксируйте бандаж ремнями.



W-347

Показания:


- ▶ Инверсионная травма: при подворачивании ноги вовнутрь
- ▶ Хроническая нестабильность сустава, слабость связочного аппарата
- ▶ Профилактика обострений и прогрессирования заболеваний: артрозов, артритов, тендинитов, тендовагинитов
- ▶ Уменьшение болевого синдрома и отека при травмах, ушибах, растяжениях связок, после оперативных вмешательств

Серия MED

Облегчение боли в суставах

удерживает сустав в правильном положении



W-347**Бандаж на голеностопный сустав, регулируемый****Преимущества:**регулируемая
компрессия
уменьшает отекремень
ограничивает
резкие движениятонкий
воздухопроницаемый
материал**Размер:**

Универсальный.

**Режим
ношения:**

Профилактический, в течение всего дня, если иное не предписано врачом.

Цвет:Бежевый **Как надевать:**

Проденьте ногу в петлю так, чтобы лента оказалась с внешней стороны. Протяните ленту с внешней стороны через подъем на внутреннюю сторону, далее через стопу и зафиксируйте на лодыжке с помощью застежки-липучки «Велкро».



Назначение:

- ▶ Отеки, синдром «тяжелых ног»
- ▶ Ретикулярный варикоз: сосудистые звездочки и сеточки на ногах
- ▶ Профилактика и лечение варикозной болезни, в том числе у беременных
- ▶ Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска

Серия PRO

Профилактика
заболеваний вен

для здоровья и красоты ног

Серия MED

Лечение
заболеваний вен

при расширенных венах

Серия CARE

Профилактика
осложнений

при операциях и родах



Класс компрессии:

Класс компрессии указывает на давление в самой узкой части голени над лодыжками, у щиколотки:

- ▶ I класс: 18-22 мм.рт.ст
- ▶ II класс: 22-32 мм.рт.ст




Лечебное воздействие:

Основано на принципе распределенного давления:

- ▶ Максимально на область лодыжки – 100%
- ▶ Минимально у бедра – 40%

Помогает улучшить кровообращение и уменьшить отеки ног.



Технологии
распределенного
давления:



Нити класса «А»
для создания
компрессии



**Специальная
вязка «сотами»**
для сохранения
эластичности



**Анатомический
дизайн**
для правильной
посадки



Технологии
комфорта:



**Комфортные шортики с мягкой
текстурой** для удобства при движении



Массажный эффект для снятия
усталости ног



Усиленная пятка для уменьшения
риска случайных повреждений



Резинка на силиконовой основе
для фиксации чулок на ноге



**Элегантный носок, связанный
«наискосок»** для модельной обуви

Технологии контроля B.Well rehab:



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются
B.Well Swiss AG, Швейцария



Профессиональное тестирование подтверждает соответствие распределенного давления физиологическому



Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве



ISO 13485 Швейцарский сертификат качества изделий медицинского назначения


Профессиональное тестирование:

Пример формы для контроля компрессии




Article:	JW-321 Колготки
Color:	Natural
Lot:	004564/201311

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ



СРЕДНЕЕ ММНГ

Точки измерения	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5
Лодыжка 22/29		24,48	24,61	23,85	
Голень 16/21		16,10	15,94	16,65	
Бедро 11/15		11,98	11,55	11,43	

Дата: 27 января 2024	Температура 19 °C	Влажность 49%
Подпись ответственного лица:		Carlo/ 
Mod AQ 001/I.O. 02/PR07	Registration document	module.hatra.xls

**ХИТ
ПРОДАЖ**



JW-222

Показания:

- ▶ Расширенные поверхностные вены, наличие варикозных узлов
- ▶ Выраженные отеки ног
- ▶ Хроническая венозная недостаточность, в том числе у беременных
- ▶ Компрессионная терапия после флебосклерозирования и хирургических вмешательств на венах нижних конечностей
- ▶ Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска
- ▶ Острый тромбофлебит

Сери́я MED

**Лечение
заболеваний вен**
при расширенных венах



JW-222Чулки компрессионные,
II класс

Преимущества:

3D вязка для
воздухообменамассажный
эффектсиликон удерживает
чулок на ногемягкий носок,
не заметен
в туфляхТаблица
подбора
размеров:

Рост, см	Вес, кг									
	50	55	60	65	70	75	80	85	105	
155										
160		2								
165			2		3					
170						4				
175										5
180										

Таблица подбора размеров по окружностям представлена
в инструкции по применению.Режим
ношения:Для профилактики отеков носить
в течение дня.

Цвет:

Natural Nero



JW-227

Показания:

- ▶ Хроническая венозная недостаточность
- ▶ Выраженные отеки ног
- ▶ Расширенные поверхностные вены и наличие варикозных узлов
- ▶ Множественные сосудистые звездочки
- ▶ Подготовка и восстановление при оперативных вмешательствах
- ▶ Профилактика тромбоза глубоких вен

Серия MED

Лечение
заболеваний вен
при расширенных венах



JW-227Чулки компрессионные,
II класс

Преимущества:

3D вязка для
воздухообменашелковистые
нитисиликон
удерживает чулок
на ногеОТКРЫТЫЙ МЫСОК
для любой
длины стопыТаблица
подбора
размеров:

Рост, см	Вес, кг	50	60	70	80	90	100+
150							
155							
160		2					
165			3				
170				4			
175							
180							
185						5	
190							

Таблица подбора размеров по окружностям представлена
в инструкции по применению.Режим
ношения:Для профилактики отеков носить
в течение дня.

Цвет:

Natural Nero

АССОРТИМЕНТ: СЕРИИ MED И PRO

Класс
компрессии

Серия

Колготки женские

Чулки женские

Гольфы женские



Гольфы мужские

I КЛАСС

18-22 мм.рт.ст



PRO

JW-311

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 





JW-212

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 



JW-111

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 





II КЛАСС

22-32 мм.рт.ст



MED

JW-321

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 





JW-222; JW-227*

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 

* универсальная модель с открытой стопой




JW-121

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Natural 
Nero 



JW-127

Размеры:
2/S, 3/M,
4/L, 5/XL
Цвета:
Nero 



Класс
компрессии

Серия

Противоэмболический
трикотаж

I КЛАСС

18-22 мм.рт.ст

CARE

JW-214

Размеры:
1, 2, 3, 4, 5
Цвета:
Белый 



JW-216

Размеры:
1, 2, 3, 4
Цвета:
Белый 



II КЛАСС

22-32 мм.рт.ст

CARE

JW-224

Размеры:
2, 3, 4, 5
Цвета:
Белый 




Мужские гольфы B.Well rehab JW-127 можно подобрать по длине ступни:

РАЗМЕР	ДЛИНА СТУПНИ
2	26-27,5 см
3	27,5-29 см
4	29-31 см
5	от 31 см

Росто-весовые таблицы подбора изделий находятся на упаковке

Таблицы подбора изделий на основе измерений окружностей ноги находятся в инструкции

Размер женского трикотажа можно подобрать на основании росто-весовой таблицы:



Рост измеряется в сантиметрах.

Вес измеряется в килограммах.


Размер маркируется на изделиях цветной полоской.

Соответствие цветов и размеров указано в инструкции.

Таблица индивидуальных измерений для подбора женских компрессионных изделий:

ИЗМЕРЕНИЕ	РАЗМЕР СТУПНИ	ОКРУЖНОСТЬ САМОЙ УЗКОЙ ЧАСТИ ГОЛЕНИ НАД ЛОДЫЖКАМИ	ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ В САМОМ ШИРОКОМ МЕСТЕ	ОКРУЖНОСТЬ БЕДРА НА 5 СМ НИЖЕ ЯГОДИЧНОЙ СКЛАДКИ	ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ	ДЛИНА ОТ ПОЛА ДО ЯГОДИЧНОЙ СКЛАДКИ
Размер	a	b	c	g	t	A-G
1	до 23	19-21	29-34	47-55	до 65	69-72
2	23-24	21-23	32-37	52-62	60-78	71-75
3	24-26	23-25	35-41	57-66	70-90	73-78
4	26-27	25-28	39-45	60-70	75-110	76-81
5	от 27	от 28	от 42	от 65	от 90	78-83

Для колготок B.Well rehab существует ограничение по окружности талии (t) соответственно: 1-3 размеры — до 90 см; 4-5 размеры — до 120 см.



Для гольфов
JW-111, JW-121, JW-127 – a, b, c, A-D
 Для чулок
JW-212, JW-214, JW-216, JW-222, JW-227, JW-224 – a, b, c, g, A-G
 Для колготок
JW-311, JW-321 – a, b, c, g, t, A-G

*каждое изделие имеет свою размерную таблицу, см. инструкцию

Чтобы чулки лучше держались:

- ▶ Стирайте изделия нейтральным мылом, не используйте кондиционеры для белья
- ▶ Наносите кремы и лосьоны на ноги за 15 минут до надевания чулок
- ▶ Периодически протирайте силиконовые вставки на резинке слабым спиртовым раствором для восстановления адгезивных свойств

Что выбрать – гольфы или чулки?

ПОКАЗАНИЯ	ГОЛЬФЫ	ЧУЛКИ	КОЛГОТКИ
Проблемная зона: на голени	✓		
Проблемная зона: на бедре		✓	✓
2-3 триместр беременности	✓	✓	
Длительный постельный режим; операции / роды		противо-эмболические I класс	
Операции / роды у пациентов с заболеваниями вен		противо-эмболические II класс	

Рекомендуется:

- ▶ Надевайте компрессионный трикотаж утром, до появления отеков и носите весь день, если иное не рекомендовано врачом
- ▶ Изделие надевайте равномерно, избегая складок и перекручивания
- ▶ Если изделие при надевании недостаточно натянулось, обязательно следует опустить его вниз до уровня лодыжек и аккуратно надеть снова, без образования складок

Как надевать компрессионный трикотаж:

1. Выверните изделие полностью



2. Соберите до уровня пятки



3. Наденьте чулок на стопу



4. Проверьте, чтобы чулок и пятка располагались правильно



5. Следите, чтобы изделие не перекручивалось. Аккуратно расправьте чулок, чтобы не было складок





CARE

Со второго триместра беременности:

Бандаж на область малого таза, для беременных, поддерживающий

- ▶ Уменьшает нагрузку на позвоночник
- ▶ Уменьшает боль в спине
- ▶ Уменьшает чувство усталости

После родов:

Бандаж на брюшную стенку

- ▶ Помогает мышцам быстрее восстановиться
- ▶ Рекомендуются после кесарева сечения



без профилактики ХВН



с профилактикой ХВН



Беременность – это всегда риск развития ХВН (хронической венозной недостаточности):

- ▶ Изменение гормонального фона приводит к растяжению стенок вен
- ▶ Повышение массы тела увеличивает нагрузку на сосуды

Серия CARE Профилактика осложнений при беременности и родах

С первых дней беременности:

Если нет заболеваний вен, рекомендуются гольфы или чулки I класса.

Если до беременности были отеки ног, то необходимы изделия II класса компрессии.

Собираясь в больницу, не забудьте заказать противэмболический трикотаж для профилактики осложнений при родах.





W-432

Показания:

- ▶ Беременность со 2 триместра
- ▶ Поддержка и фиксация органов малого таза
- ▶ При ослаблении связок тазового кольца
- ▶ При болях в спине
- ▶ При предрасположенности к растяжкам
- ▶ Повторная беременность, угроза преждевременных родов

Серия CARE Профилактика осложнений бережная поддержка при беременности

*бандаж на область малого таза

W-432

Бандаж на область малого таза (для беременных)



Преимущества:



фиксирующие ремни



анатомичный крой для лучшего прилегания



дышащий материал для комфорта ношения



ребра жесткости для поддержки спины

Таблица подбора размеров:

Размер бандажа	Размер одежды	Окружность тела под животом
S	до 44	до 85 см
M	46-48	85-98 см
L	48-50	98-105 см
XL	50-52	105-115 см
XXL	52-54	115-126 см

S M L XL XXL



Режим ношения:

В течение дня, если иное не предписано врачом.

Цвет:

Белый

Как надевать:

Пояс застегните под животом. Отрегулируйте степень компрессии при помощи фиксирующих ремней.

Эффективность
подтверждена



Чулки противэмболические V.Well rehab проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612. Это значит, что чулки V.Well rehab достоверно улучшают кровообращение нижних конечностей, компрессия на уровне щиколотки соответствует заявленному классу и сохраняется в течение всего гарантийного периода.

Удобно врачу:

- ▶ Чулки противэмболические только белого цвета, на них видны любые выделения
- ▶ Предусмотрено отверстие под пальцами для контроля кожных покровов
- ▶ Стопа связана с минимальной компрессией, что облегчает проведение осмотра

Комфортно пациенту:

- ▶ В чулках комфортно лежать или спать
- ▶ В составе нити лайкры, которые делают чулки более мягкими и эластичными
- ▶ Все швы мягкие, предотвращают повреждения кожи при ношении



JW-214

JW-224

Показания:

- ▶ Предназначены для профилактики венозных тромбозов и венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).

Области применения:

- операции и послеоперационный период
- роды и послеродовой период
- длительный постельный режим у ослабленных пациентов
- пребывание в отделении интенсивной терапии

I класс компрессии – 18-22 мм рт ст.:

для пациентов с низкой и умеренной степенью риска ВТЭО

II класс компрессии – 22-32 мм рт.ст.:

для пациентов с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО

Серия CARE

**Профилактика
осложнений**
при операциях и родах

JW-214

Чулки
противоэмболические

**ХИТ
ПРОДАЖ**



Преимущества:



3D вязка для
воздухообмена



открытая
стопа



силикон удерживает
чулок на ноге



мягкость и
эластичность

Таблица
подбора
размеров:

1 2 3 4 5

Вес, кг	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Пост										
145										
150	1									
155		2								
160			3							
165				4						
170					5					
175										
180										

Таблица подбора размеров по окружностям представлена в инструкции по применению.

Режим
ношения:

Надевать перед операцией или родами. Носить не снимая, если иное не рекомендовано врачом.

Цвет:

Белый



JW-216

Показания:

- ▶ Предназначены для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) для пациентов с чувствительной кожей и аллергией на силикон в условиях стационара.

Области применения:

- Операции и послеоперационный период
- Роды и послеродовой период
- Длительный постельный режим у ослабленных пациентов
- Пребывание больного в отделении интенсивной терапии и реанимации

Без силикона

Антибактериальная пропитка

Серия CARE

Профилактика осложнений

при операциях и родах
для чувствительной кожи

JW-216

Чулки
противоэмболические



Преимущества:



3D вязка для воздухообмена



антимикробная защита



открытая стопа



технология без силикона



мягкость и эластичность

Таблица подбора размеров:

Вес, кг	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Рост, см	150	1							
155			2						
160					3				
165							4		
170									
175									
180									

Таблица подбора размеров по окружностям представлена в инструкции по применению.

Режим ношения:

Надевать перед операцией или родами. Носить не снимая, если иное не рекомендовано врачом.

Цвет:

Белый ✓



W-421

Показания:

- ▶ Восстановление после операций на брюшной полости и органах малого таза
- ▶ Профилактика образования грыж
- ▶ Профилактика ущемления вправимых грыж
- ▶ Профилактика расхождения швов
- ▶ Опущение органов брюшной полости
- ▶ Реабилитация после пластических операций на передней брюшной стенке
- ▶ Восстановление после кесарева сечения
- ▶ Восстановление тонуса мышц и кожи после обычных родов

Серия CARE

Профилактика осложнений

восстановление после операций и родов

W-421**Бандаж
на брюшную стенку****Преимущества:**

мягкий клапан
для защиты
и поддержки



ребро
предупреждает
скручивание




дышащий
материал



анатомический
дизайн для
лучшего
прилегания

**Таблица
подбора
размеров:**

Размер бандажа	Размер одежды	Окружность тали
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см
XXL	52-54	102-112 см

**Режим
ношения:**

В течение дня, если иное не предписано врачом.


Цвет:

Белый ✓

Как надевать:

Степень компрессии отрегулируйте при помощи застежек-липучек «Велкро». При необходимости сделайте надрез вдоль прозрачной полосы для вывода катетера, стомического мешочка и др.

НОВИНКА



W-422


Показания:

- ▶ Восстановление после операций на брюшной полости и органах малого таза
- ▶ Профилактика образования грыж
- ▶ Профилактика ущемления вправимых грыж
- ▶ Профилактика расхождения швов
- ▶ Профилактика опущения органов брюшной полости
- ▶ Реабилитация после пластических операций на передней брюшной стенке
- ▶ Восстановление после кесарева сечения
- ▶ Восстановление тонуса мышц и кожи после обычных родов

Серия CARE

Профилактика осложнений


восстановление после операций и родов

W-422Бандаж
на брюшную стенку

Преимущества:

мягкая
панельгибкое ребро
жесткостидышащий
материалТаблица
подбора
размеров:

Размер бандажа	Размер одежды	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см
XXL	52-54	102-112 см


Режим
ношения:


В течение дня, если иное не предписано врачом.

Цвет:

Бежевый

Как надевать:

Степень компрессии отрегулируйте при помощи двойной застёжки с липучками «Велкро».




W-425

Показания:


- ▶ Поддержка и фиксация брюшной стенки
- ▶ Восстановление в период после оперативных вмешательств на область брюшной полости, почек, а также после кесарева сечения
- ▶ Профилактика образования послеоперационных грыж
- ▶ Профилактика избыточного напряжения мышц в послеоперационном периоде
- ▶ Послеродовой период
- ▶ Состояние после липосакции

Серия CARE

Профилактика
осложнений
бережное восстановление

W-425**Бандаж
на брюшную стенку****Преимущества:**дышащий
материалоблегченный
клапангибкие ребра
жесткости
предупреждают
скручиваниеанатомичный
крой для
лучшего
прилегания**Таблица
подбора
размеров:**

Размер бандажа	Размер одежды	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см


**Режим
ношения:**

В течение дня, если иное не предписано врачом.

Цвет:

Белый ✓

Как надевать:

Бандаж рекомендуется надевать лежа. Степень компрессии отрегулируйте при помощи застежек-липучек «Велкро».



Назначение:

- ▶ Лечение продольного и комбинированного нефиксированного плоскостопия I-II степени
 - поддерживают нормальную анатомическую форму сводов
 - разгружают проблемные зоны стопы
 - уменьшают ударные нагрузки на пятку
- ▶ Дают ощущение комфорта при ходьбе

Серия MED

При лечении
плоскостопия
стельки DUO

Серия ORTHO

При хронических
проблемах стопы
стельки TRIO





FW-618

Показания:

- ▶ Бережно поддерживают поперечный и продольный своды стопы
- ▶ Перераспределяют нагрузку по всей площади подошвы стопы
- ▶ Снижают нагрузку на пальцы
- ▶ Амортизируют, защищают стопы, суставы и позвоночник от ударной нагрузки
- ▶ Повышают устойчивость при стоянии и ходьбе
- ▶ Предупреждают усталость стоп, улучшают кровообращение стоп
- ▶ Предупреждают развитие патологических состояний опорно-двигательной системы
- ▶ Улучшают общее самочувствие

Серия MED
**Лечение
плоскостопия**
разгружают стопу



Без поддержки
стельки



С поддержкой
стельки

JW-618

Ортопедические стельки
DUO



Преимущества:



износостойкая
кожа



вкладка из
полимера для
поддержки сводов



разгрузка
пальцев



удаление
запахов

Размеры:

РАЗМЕР СТЕЛЕК	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
ДЛИНА СТЕЛЕК, ММ*	231	240	248	252	258	264	270	282	287	296	299

*погрешность ± 3 мм

Подбор
размера:

Если обувь соответствует размеру стопы, то стельки можно подобрать под размер обуви. Если обувь на несколько размеров больше, то размер стелек следует подобрать по размеру стопы.

Режим
ношения:

Мягкие стельки предназначены для открытой и закрытой обуви с каблуком до 5 см. Носятся в обуви в течение дня.

Как надевать:

Стельки вкладываются в обувь.




FW-606

Показания:

- ▶ Стабилизируют и поддерживают своды стопы в движении и в покое
 - смягчают и амортизируют ударные нагрузки
 - динамично распределяют нагрузки по стопе
 - предупреждают травмы голеностопных и коленных суставов
- ▶ Выравнивают биодинамику движения при гиперпронации стопы
- ▶ Дают ощущение комфорта при беге, ходьбе, уменьшают усталость ног
- ▶ Повышают устойчивость при стоянии, беге, ходьбе
- ▶ Рекомендуются при нефиксированном плоскостопии I-II степени

Серия MED

**Лечение
плоскостопия**
динамическая поддержка

FW-606Ортопедические стельки
DUO active

Преимущества:

дышащий
современный
материалснижение
ударных
нагрузокоблегченный
перекатдинамическая
стабилизациястабилизация
пятки

Размеры:

Размер стелек	35,36,37	38,39,40	41,42,43	44,45,46
Длина стелек, мм*	240	260	278	299

Подбор
размера:

*погрешность ± 3 мм

Режим
ношения:

Стельки DUO active рекомендуются тем, кто занимается спортом, бегом, стремится к активному образу жизни. Вкладываются в спортивную обувь с подошвой в области каблука до 4 см.

Как надевать:

Выбрать нужный размер стельки. Аккуратно обрезать стельки ножницами по контуру, нанесенному на обратной стороне. Стельки вкладываются в обувь.



FW-601


Показания:

- ▶ Для лечения продольного и комбинированного нефиксированного плоскостопия I–II степени
 - поддерживают анатомическую форму сводов стопы
 - разгружают проблемные зоны стопы
 - уменьшают ударные нагрузки на пятку
- ▶ Дают ощущение комфорта при ходьбе, уменьшают усталость
- ▶ Снижают нагрузки на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы
- ▶ Повышают устойчивость при стоянии, беге, ходьбе

Серия ORTHO
**Лечение
плоскостопия**
снимают усталость



Без поддержки
стельки



С поддержкой
стельки

JW-601Ортопедические стельки
TRIO

Преимущества:

износостойкая
кожаультрапрочный
каркас для поддержки
сводов стопыразгрузка
пяткиразгрузка
пальцевудаление
запахов

Размеры:

РАЗМЕР СТЕЛЕК	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
ДЛИНА СТЕЛЕК, ММ*	236	244	248	255	263	272	276	284	291	300	302

*погрешность ± 3 мм

Подбор
размера:

Стельки подбираются по размеру стопы. Если обувь соответствует размеру стопы, то стельки можно подобрать под размер обуви. Если обувь на несколько размеров больше, то размер стелек следует подобрать по размеру стопы.

Режим
ношения:

Каркасные стельки предназначены для открытой и закрытой обуви с каблуком до 4 см. Носятся в обуви в течение дня.

Как надевать:

Стельки вкладываются в обувь.



FW-607

Показания:

- ▶ Для лечения продольного и комбинированного нефиксированного плоскостопия I–II степени
 - поддерживают нормальную анатомическую форму сводов стопы
 - разгружают проблемные зоны стопы
 - уменьшают ударные нагрузки на пятку
- ▶ Дают ощущение комфорта при ходьбе, уменьшают усталость
- ▶ Снижают нагрузки на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы
- ▶ Повышают устойчивость при стоянии, беге, ходьбе

Серия ORTHO

Лечение
плоскостопия
снимают усталость



Без поддержки
стельки



С поддержкой
стельки

FW-607Ортопедические стельки
TRIO winter

Преимущества:

защита
от влагиультрапрочный
каркас для
поддержки сводовразгрузка
пяткиразгрузка
пальцевтерморегуляция
и согревание

Размеры:

РАЗМЕР СТЕЛЕК	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
ДЛИНА СТЕЛЕК, ММ*	238	245	251	259	265	272	277	284	291	296	304

*погрешность ± 3 мм

Подбор
размера:

Стельки подбираются по размеру стопы. Если обувь соответствует размеру стопы, то можно подобрать стельку под размер обуви. Если обувь на несколько размеров больше, то размер стельки следует подобрать по размеру стопы.

Режим
ношения:

Каркасные стельки предназначены для закрытой зимней и демисезонной обуви с каблуком до 4 см. Носятся в обуви в течение дня.

Как надевать:

Стельки вкладываются в обувь.



Показания:

Нарушение опороспособности при:

- ▶ Травмах, неврологических нарушениях
- ▶ Восстановлении после операций
- ▶ Возрастных изменениях

Серия ORTNO

Разгрузка и опора
помощь при хронических
проблемах





Преимущества:



авиационный
алюминий



удобство
регуировки



усиленная
конструкция



долговечность
покрытия



шагающая
конструкция



эргономичность



износостойкость

Показания:

Для улучшения равновесия при ходьбе и создания дополнительной точки опоры



Модели:

с Т-образной ручкой усиливают функцию хвата




WR-411

Классическая

Цвета
и рисунки:

серебро

бронза



+ есть модели с противогололедным устройством



WR-414

С прорезиненной ручкой

Цвет: черный

модель с противогололедным устройством



Модели:

Специальные



WR-416

Цвет: черный
Рукоятка
«Комфорт»



WR-413

Цвет: бронза
Противогололёдное
устройство



WR-421

Цвет: серебро
Пирамидальная
опора

Аксессуары:

С одним зубцом



Насадки

Насадки для тростей (Ø 19 мм)



Насадка для тростей (Ø 16 мм)



Подбор всех видов тростей:

Высоту трости отрегулируйте так, чтобы локтевой сустав находился в согнутом положении под углом 10-15°.



КОСТЫЛИ: ПОДМЫШЕЧНЫЕ, «КАНАДКИ»



Показания:

Для уменьшения осевой нагрузки на травмированную ногу путем переноса массы тела на верхнюю часть туловища и руки.

Модели:

- ▶ **WR-311**
Костыль подмышечный
- ▶ **WR-321**
Костыль-«канадка»
- ▶ **WR-322**
Костыль-«канадка»

Аксессуары:

Валик и ручка
для WR-311

Насадки

Цвет: желтый (Ø 22 мм),
серый, черный (Ø 19 мм)



Регулировка:

АТИКУЛ	РЕГУЛИРУЙТЕ
WR-311	Высоту костыля, расположение ручки
WR-321	Высоту костыля и рукоятки
WR-322	Высоту костыля

Высоту костыля отрегулируйте так, чтобы локтевой сустав находился в согнутом положении под углом 15-20° (костыли-канадки) или 25-30° (подмышечные костыли)

Подбор:

Подмышечные костыли:

РАЗМЕР	РОСТ, CM	МАХ ВЕС, КГ
M	160-180	110
L	180-200	120



Костыли-канадки:



ОПОРЫ-ХОДУНКИ*: ШАГАЮЩИЕ



Показания:

Для сохранения равновесия, повышения устойчивости, стабильности и координации при передвижении.

Модели:

- ▶ **WR-211**
Опоры-ходунки классические
- ▶ **WR-212**
Усиленная конструкция для пациентов с весом до 170 кг

Аксессуары:

Насадки

Цвет: серый (Ø 28 мм)



* все модели опор-ходунков складываются для удобства хранения

Модель:



WR-211




WR-212

Подбор:

МОДЕЛЬ	МАХ ВЕС ПАЦИЕНТА	ОСОБЕННОСТИ
WR-211	150 кг	Стандартные
WR-212	170 кг	Усиленные

Регулировка:

Высоту ходунков отрегулируйте так, чтобы локтевой сустав находился в согнутом положении под углом 15-20°.



* «шагающую» конструкцию при необходимости можно зафиксировать

**Компания АО «Альфа-Медика» является
эксклюзивным поставщиком продукции
B.Well rehab на территории
России и стран СНГ**

РУ №РЗН 2013/844 от 10.08.2023
РУ №РЗН 2013/845 от 19.12.2017
РУ №РЗН 2013/928 от 06.06.2023
РУ №ФСЗ 2011/10510 от 01.02.2018
РУ №ФСЗ 2011/10511 от 02.02.2018
РУ №ФСЗ 2011/10579 от 02.02.2018
РУ №РЗН 2015/2899 от 19.08.2022

Служба заботы B.Well
8 800 200 3322

www.bwell-swiss.ru



CARE

ORTHO

MED

PRO